

# MULTISPIN 12 - Mini Microcentrifuga

## 6x2ml, 12.000rpm

Codice: 40005012



## SCHEMA TECNICA

### Alimentazioni

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Alimentazione | 230 V 50 - 60 Hz |
| Consumo       | 30 W             |

### Prestazioni

|  |           |
|--|-----------|
| Capacità massima con rotore angolo fisso | 6 x 2 ml  |
| RCF massima angolo fisso                 | 7900 x g  |
| Rumorosità                               | = 45 dB   |
| Velocità massima con rotore angolo fisso | 12000 rpm |

### Caratteristiche

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Sistema di controllo | A microprocessore e display a LED |
| Timer                | 1 ÷ 99 min                        |
| Tipo di motore       | Ad induzione                      |

### Dimensioni e Peso

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimensioni (LxPxA) | 176 x 196 x 122 mm |
| Peso               | 1,5 Kg             |