

XS BALANCE mod. BL 2002 - 2000gr. - 0,01

Codice: 27000313



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative

CE - ROHS - EN 61326-1:2013

Prestazioni

Capacità	2000 g
Divisione	0,01 g
Linearità	± 0,02
Pesata minima	0,2 g
Ripetibilità	0,01 g
Temperatura di lavoro (valore max.)	40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	10 °C
Tempo di risposta	3 sec

Caratteristiche

Comunicazione	RS 232
Display	LCD retroilluminato
Ripetibilità	0,01 g
Unità di misura selezionabili	21

Alimentazioni

Alimentazione	110 - 220 V / 50 - 60 Hz
Batterie ricaricabili	Si

Dimensioni e Peso

Dimensioni esterne	292 x 218 x 80 mm
Peso netto	2,8 Kg
Piattello di lavoro - Dimensioni	188 x 148 mm