

M2-A Agitatore ARGOLab magn.riscaldante analogico

Codice: 22002013



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Alimentazione	220 V
Dimensioni (L x P x A)	280 x 160 x 65 mm
Frequenza	50 / 60 Hz
Garanzia	2 anni
Grado di protezione IP	42 IP
Indicazione temperatura	Analogica
Indicazione velocità	Analogica
Lunghezza Max ancoretta magnetica	80 mm
Motore	Motore DC (Direct Current) senza spazzole
Nome	M2-A
Peso	2.8 kg
Piattello di lavoro - Dimensioni	Ø 135 mm
Piattello di lavoro - Materiale	Acciaio Inox
Potenza riscaldante	500 W
Protezione Over Temperature	420
Temperatura di lavoro	5 ... 40 °C
Temperatura di riscaldamento	Ta ... 340 °C
Umidità di lavoro	80 %RH
Velocità di agitazione	0 ... 1500 rpm
Volume di agitazione	20 L