

Shaker SKO-D XL ARGOLab digitale Orbitale

Codice: *22006013*

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Alimentazione	220 V
Carico massimo	7.5 Kg
Connessione	RS 232
Dimensioni (L x P x A)	370 x 420 x 100 mm
Frequenza	50 / 60 Hz
Garanzia	2 anni
Grado di protezione IP	21 IP
Indicazione tempo	Display LCD
Indicazione velocità	Display LCD
Motore	Motore DC (Direct Current) senza spazzole
Movimento agitazione	Orbitale orario / antiorario
Nome	SKO-D XL
Peso	13.5 kg
Piattello di lavoro - Dimensioni	320 x 320 mm
Potenza assorbita	30 W
Potenza input motore	28 KW
Potenza output motore	15 KW
Temperatura di lavoro	5 ... 40 °C
Timer	00:01 ... 19:59 hh:mm
Umidità di lavoro	80 %RH
Velocità di agitazione	100 ... 500 rpm