

M3-D Agit. ARG0lab

magn.riscal.p.tra ceramica quadrata

Codice: 22003013



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Accuratezza controllo temperatura con sensore esterno	± 0,2 °C
Alimentazione	220 V
Connessione	RS 232
Dimensioni (L x P x A)	215 x 360 x 112 mm
Dimensioni ancoretta Max	80 mm
Frequenza	50 / 60 Hz
Garanzia	2 anni
Grado di protezione IP	21 IP
Indicazione temperatura	Display LED
Indicazione velocità	Digitale
Lunghezza Max ancoretta magnetica	80 mm
Motore	Motore ad asta schermata
Nome	M3-D
Peso	4.5 kg
Piattello di lavoro - Dimensioni	Ø 135 mm
Piattello di lavoro - Materiale	Vetroceramica
Potenza assorbita	1030 W
Potenza riscaldante	1000 W
Protezione Over Temperature	580
Sensore di temperatura esterno	PT 1000
Temperatura di lavoro	Ta ... 550 °C
Temperatura di riscaldamento	Ta ... 550 °C °C
Umidità di lavoro	80 %RH
Velocità di agitazione	0 ... 1500 rpm
Volume di agitazione	10 L