

# Bagnomaria ARGOLAB WB 40 Lt (con pompa)

Codice: 41101622



## SCHEMA TECNICA

### Caratteristiche

Alimentazione	230 V
Altezza utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Capacità	40 L
Classe di sicurezza	2
Dimensioni (L x P x A)	830 x 460 x 390 mm
Dimensioni interne (L x P x A)	645 x 395 x 200 mm
Dimensioni piatto di fondo	620 x 380 mm
Display	LCD
Frequenza	50 - 60 Hz
Garanzia	2 anni
Immagine B	<a href="https://app.onpage.it/api/storage/b010929ff428c8ef6d25c0e9b63342f800280">https://app.onpage.it/api/storage/b010929ff428c8ef6d25c0e9b63342f800280</a>
Modo di funzionamento	circolazione forzata
Nome	WB 40
Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61016-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Omogeneità temperatura a 37 °C	±0,5 °C
Peso	28 kg
Pompa di ricircolo	Si
Portata pompa max.	12 l/min
Potenza assorbita	2200 W
Profondità vasca	200 mm
Risoluzione	0,1
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Sistema sicurezza sovratemperatura	Elettronico
Temperatura di lavoro	+5 Ta...85 °C
Timer	99 : 59 hh:mm
Variatione temperatura a 37 °C	±0,2 °C
Volume utile	40 L