

Bagnomaria ARGOLAB WB 5 Lt

Codice: 41101592



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Alimentazione	230 V
Altezza utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Capacità	5 L
Classe di sicurezza	2
Dimensioni (L x P x A)	480 x 215 x 335 mm
Dimensioni interne (L x P x A)	300 x 155 x 150 mm
Dimensioni piatto di fondo	270 x 120 mm
Display	LCD
Frequenza	50 - 60 Hz
Garanzia	2 anni
Immagine B	https://app.onpage.it/api/storage/20a8034d07a663a4d48eac123fa26a74de40f
Modo di funzionamento	convezione naturale
Nome	WB 5
Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Omogeneità temperatura a 37 °C	±0,2 °C
Peso	8 kg
Pompa di ricircolo	No
Potenza assorbita	700 W
Profondità vasca	150 mm
Risoluzione	0,1
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Sistema sicurezza sovratemperatura	Elettronico
Temperatura di lavoro	+5 Ta...100 °C
Timer	99 : 59 hh:mm
Variazione temperatura a 37 °C	±0,1 °C
Volume utile	5 L