

# Bagno Shaker ARGOLAB SB 35 Lt

Codice: 41101732



## SCHEMA TECNICA

### Caratteristiche

Alimentazione	230 V
Altezza utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Capacità	35 L
Classe di sicurezza	2
Dimensioni (L x P x A)	645 x 350 x 355 mm
Dimensioni utili cestello (L x P x A)	330 x 200 x 140 mm
Display	LCD
Escursione agitazione	30 mm
Frequenza	50 - 60 Hz
Garanzia	2 anni
Immagine B	<a href="https://app.onpage.it/api/storage/85fde4e36280567ec6f41403081dd90a7de68">https://app.onpage.it/api/storage/85fde4e36280567ec6f41403081dd90a7de68</a>
Modo di funzionamento	Convezione naturale
Nome	SB 35
Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Omogeneità temperatura a 37 °C	±1,0 °C
Peso	28 kg
Pompa di ricircolo	No
Potenza assorbita	1250 W
Risoluzione	0,1
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Sistema sicurezza sovratemperatura	Elettronico
Temperatura di lavoro	+5 Ta...100 °C
Timer	99 : 59 hh:mm
Variatione temperatura a 37 °C	±0,5 °C
Velocità di agitazione	0...150 rpm
Volume utile	35 L