

Termocriostato CB 5-10

Codice: 41102202



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Alimentazione	230 V
Altezza utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Capacità	5 L
Capacità refrigerante -10 °C	220 W
Capacità refrigerante 0°C	300 W
Capacità refrigerante 10°C	330
Capacità refrigerante 20°C	370 W
Classe di sicurezza	2
Dimensioni (L x P x A)	290 x 570 x 710 mm
Dimensioni interne (L x P x A)	150 x 160 x 150 mm
Display	LCD
Frequenza	50 Hz
Garanzia	2 anni
Immagine B	https://app.onpage.it/api/storage/4249f1422c581a892dad212d35d7207dd1c71
Modo di funzionamento	Circolazione forzata
Nome	CB 5-10
Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Peso	34 kg
Pompa di ricircolo	Si
Portata pompa max.	3.2 l/min
Potenza assorbita	2300 W
Pressione pompa max	0.35
Profondità vasca	150 mm
Refrigerante quantità	300 g
Refrigerante tipo	R1234ze
Risoluzione	0,1
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Sistema sicurezza sovratemperatura	Elettronico

Stabilità temperatura a 20 °C	±0,3
Temperatura di lavoro	-10...+100 °C
Timer	99 : 59 hh:mm
Variazione temperatura a 20 °C	±0,3 °C
Volume utile	5 L

DS_41102202_rev._04-01-2024